

➔ Zestaw Ratownictwa Medycznego R1

STRAŻ
POŻARNA

Zestaw Ratownictwa Medycznego R1 w torbie umożliwia wyszkolonym strażakom udzielanie pierwszej pomocy medycznej poszkodowanym na miejscu zdarzenia, według procedur ratowniczych. Konstrukcja torby zapewnia szybki dostęp do całego wyposażenia po jej otwarciu.

Zestaw Ratownictwa Medycznego R1 został wyposażony zgodnie z Zasadami Organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym z czerwca 2021r. wg załącznika nr 3 określającego

Nowy standard wyposażenia podmiotów KSRG w zestawy ratownictwa medycznego.



Zestaw Ratownictwa Medycznego R1
w torbie
z kompletem szyn Kramera

[nr katalogowy BM101 NW-2021]

Zestaw Ratownictwa Medycznego R1
w torbie z kompletem szyn Kramera i deską
ortopedyczną

[nr katalogowy BM101D NW-2021]

Torba na
Zestaw Ratownictwa Medycznego
R1

[nr katalogowy TR1 1060]

➔ Zastosowanie:

- Zabezpieczanie i przywrócenie drożności dróg oddechowych
- Prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego i tlenoterapii
- Unieruchamianie złamań oraz podejrzeń złamań lub zwichnięć
- Zapewnianie komfortu termicznego
- Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran
- Opatrywanie oparzeń

➔ Parametry techniczne:

- Wymiary zewnętrzne szer/wys/głęb [mm] - 760/320/300
- Waga - 17,5 kg
- Materiał - CORDURA®
Cechy materiału:
 - Materiał wysokogatunkowy, bardzo mocny i odporny na otarcia
 - Wykonany z poliamidu z odporną powłoką poliuretanową i apreturą teflonu
- Oznaczenia: Krzyż św. Andrzeja, paski odbłaskowe, plakietka identyfikacyjna R1

www.boxmetmedical.com.pl



BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ